

Uputstvo za upotrebu pena

Pre početka pripremite: pen, novu iglu, alkohol i vatu.

1. Operite ruke.

Temeljno operite i osušite ruke pre rukovanja penom i iglom.

2. Postavite novu iglu.

Skinite poklopac pena i zavrните novu iglu.

3. Skinite zaštitne poklopce igle.

Uklonite spoljašnji, a zatim unutrašnji zaštitni poklopac. Spoljašnji poklopac sačuvajte za skidanje igle nakon upotrebe.

4. Proverite protok pre prve upotrebe.

Okrenite selektor doze za **jedan klik** i pritisnite dugme za ubrizgavanje. Na vrhu igle treba da se pojavi kapljica tečnosti. Ako se kapljica ne pojavi, ponovite postupak dok ne vidite prvu kapljicu.

5. Izaberite i očistite mesto uboda.

Odaberite mesto na stomaku gde ima potkožnog masnog tkiva. Očistite ga alkoholom i sačekajte da se koža osuši. Pri svakoj primeni birajte drugo mesto uboda.

6. Podesite dozu.

Okrenite selektor za odgovarajući broj klikova. Na etiketi je navedena količina preparata koja odgovara jednom kliku, označenom kao „jedinica”.

Primer obračuna: Ako na etiketi piše „**JEDINICA: 0,100 mg**”, a propisana doza iznosi **1,5 mg**, potrebno je podesiti **15 klikova**:

$$0,100 \text{ mg} \times 15 = 1,5 \text{ mg.}$$

7. Uvedite iglu u kožu.

Jednom rukom blago uhvatite kožni nabor oko odabranog mesta. Drugom rukom držite pen pod pravim uglom u odnosu na kožu (**90°**) i uvedite iglu jednim brzim, kontrolisanim pokretom. Igla treba da uđe celom dužinom.

8. Ubrizgajte dozu.

Polako pritisnite dugme na vrhu pena do kraja, dok se prikaz doze ne vrati na **0**. Držite dugme pritisnuto i zadržite iglu u koži još **5–10 sekundi**, bez pomeranja pena.

9. Izvucite iglu i odložite pen.

Izvucite iglu ravno iz kože. Pažljivo vratite spoljašnji zaštitni poklopac na iglu, a mesto uboda očistite alkoholom. Zatim odvrnite iglu sa pena i bezbedno je odložite u posudu za oštre predmete. Vratite poklopac pena i odložite pen u frižider (*Nikako u zamrzivač*), bez pričvršćene igle.

Video-uputstvo: Za video-prikaz postupka pogledajte [kratko uputstvo \(2:06\)](https://www.youtube.com/watch?v=gFjDp2_ODdw).

https://www.youtube.com/watch?v=gFjDp2_ODdw

Pre korišćenja ovog uputstva potrebno je potvrditi da količina po kliku, učestalost provere protoka, vreme zadržavanja igle i čuvanje u frižideru odgovaraju konkretnom penu i preparatu.